

senior**care**

FICHA TÉCNICA

LINA





LINA es un sillón relax orejero de dimensiones reducidas ideal para pasar largos periodos de tiempo sentado. Disponible en versión fija, versión relax tanto manual como motorizado y versión de traslado.

Uso

Indicada para para zonas de descanso.

Asiento y respaldo

Estructura interior de madera maciza, con sistema de suspensión de asiento y respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad. Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia HR. Tapizado de asiento y piecera contínuo para evitar huecos que puedan causar lesiones.

Brazos

Estructura interna de madera maciza recubierta con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia HR. Opcionalmente los brazos tapizados pueden elevarse para facilitar la transferencia lateral del usuario.

Patas

De madera maciza barnizadas en cualquiera de los colores de nuestro muestrario o en cualquier color especificado por nuestros clientes.

Mecanismos

Mecanismo relax manual: que permite al usuario regular de forma manual la inclinación coordinada de respaldo y piecera. Opcionalmente puede llevar palanca para facilitar la apertura del sillón.

Mecanismo relax manual - POSICIÓN ZERO: que permite al usuario regular de forma manual la inclinación coordinada de respaldo y piecera.

Incluye la posibilidad de adoptar la **POSICIÓN ZERO**. En la posición Gravity ZERO, las piernas quedan al mismo nivel que el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Es una posición de relax donde los músculos lumbares y cervicales se relajan al ejercer menor presión sobre ellos.

Mecanismo relax motor: permite al usuario regular mediante un mando la inclinación deseada. Alimentación mediante corriente eléctrica.

En la apertura, manteniendo el botón pulsado se puede completar el recorrido hasta la posición final de relax o interrumpir el recorrido en cualquiera de los puntos intermedios.

Una vez cerrado vuelve a la posición de sentado.

Mecanismo relax motor + reincorporación - POSICIÓN ZERO: permite al usuario regular mediante un mando la inclinación deseada. Alimentación mediante corriente eléctrica.

En la apertura, manteniendo el botón pulsado se puede completar el recorrido hasta la posición final de relax o interrumpir el recorrido en cualquiera de los puntos intermedios.

Una vez cerrado, con el mismo botón el usuario puede continuar el recorrido hasta la puesta en pie. Incluye la posibilidad de adoptar la **POSICIÓN ZERO**. En la posición Gravity ZERO, las piernas quedan al mismo nivel que el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Es una posición de relax donde los músculos lumbares y cervicales se relajan al ejercer menor presión sobre ellos.

Transit

La versiones TRANSIT incorpora asa de traslado y ruedas de diámetro 10mm de máxima calidad dos de ellas con freno lo que permite el bloqueo del sillón cuando está en reposo.

Tapicería

A elegir entre nuestra amplia gama de telas vinílicas impermeables con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.

Certificaciones

Seniorcare Interiors tiene el certificado ISO 9001 e ISO 14001 que avala que sus procesos de trabajo mantienen un alto estándar de calidad, que cubre desde el proceso de diseño hasta la producción y posterior distribución del producto

Consultar las certificaciones de los tejidos en la carta de acabados SENIORCARE.



Seniorcare Interiors es una empresa certificada
ISO 9001 e ISO 14001

Sillón relax LINA Manual



CÓDIGO
LIN0001TA

alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	alto brazos
112	70	82	170	45	62

* Metraje tela: 4,7 m

Sillón fijo LINA



CÓDIGO
LIN0002TA

alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	alto brazos
112	70	82	170	45	62

* Metraje tela: 4,7 m

Sillón relax LINA Motorizado



CÓDIGO
LIN0003TA
+reincorp LIN0005TA

alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	alto brazos
112	70	82	170	45	62

* Metraje tela: 4,7 m

Aumento opción sillón traslado



CÓDIGO
LIN0011TA