

senior**care**

FICHE TECHNIQUE

LINA





LINA est un fauteuil relax à oreilles aux dimensions réduites, idéal pour passer de longs moments en position assise. Il existe en version fixe, en version relax -manuelle ou à moteur-, et en version de transfert.

Usage

Indiqué pour les salles de repos et de détente.

Assise et dossier

Structure intérieure en bois massif, avec un système de suspension de l'assise et du dossier au moyen de sangles élastiques de longue durabilité. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible à haute densité et à haute résilience (HR). Tapisserie de l'assise et du repose jambes d'une seule pièce pour éviter les interstices qui pourraient provoquer des lésions.

Accoudoirs

Structure interne en bois massif avec un revêtement en mousse de polyuréthane flexible à haute densité et à haute résilience (HR).

Pieds

En bois massif vernis dans l'une des couleurs de notre nuancier ou dans la couleur choisie par notre client.

Mécanismes

Mécanisme relax manuel : permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison synchronisée du dossier et du repose jambes. En option, possibilité de levier pour faciliter l'ouverture du fauteuil.

Mécanisme relax manuel - POSITION ZÉRO : permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison synchronisée du dossier et du repose jambes.

Offre la possibilité d'adopter la POSITION ZÉRO. Dans la position Gravity ZERO, les jambes sont au même niveau que le cœur, ce qui améliore la circulation sanguine. C'est une position de relaxation.

Les muscles lombaires et cervicaux se relaxent en raison de la moindre pression qu'ils reçoivent.

Mécanisme relax moteur : permet à l'utilisateur de régler l'inclinaison souhaitée grâce à une télécommande. Alimentation électrique.

Au moment de l'ouverture du fauteuil et en maintenant le bouton appuyé, il est possible de terminer le parcours jusqu'à la position finale du fauteuil relax ou d'interrompre le parcours à n'importe quel point intermédiaire.

Une fois fermé le fauteuil revient à la position assise.

Mécanisme relax moteur + releveur - POSITION ZÉRO : permet à l'utilisateur de régler l'inclinaison souhaitée grâce à une télécommande. Alimentation électrique.

Au moment de l'ouverture du fauteuil et en maintenant le bouton appuyé, il est possible de terminer le parcours jusqu'à la position finale du fauteuil relax ou d'interrompre le parcours à n'importe quel point intermédiaire.

Une fois que le fauteuil est fermé, l'utilisateur peut, avec le même bouton, continuer le parcours jusqu'à la position debout.

Inclut la possibilité d'adopter la POSITION ZÉRO. Dans la position Gravity ZERO, les jambes sont au même niveau que le cœur, ce qui améliore la circulation sanguine. C'est une position de relaxation. Les muscles lombaires et cervicaux se relaxent en raison de la moindre pression qu'ils reçoivent.

Transit

La version TRANSIT est dotée d'une poignée horizontale de transfert et de roues d'un diamètre de 10 mm de la meilleure qualité. Deux de ces roues sont équipées d'un frein qui permet de bloquer le fauteuil à l'arrêt.

Tapiserie

Au choix parmi notre vaste gamme de tissus vinyl imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Certifications

Seniorcare Interiors est une entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001, garantissant que ses processus de travail (conception, fabrication et distribution des produits) et sa gestion environnementale, maintiennent un niveau de qualité élevé.

Veillez consulter les certifications relatives aux tissus dans le nuancier SENIORCARE.



Seniorcare Interiors est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Fauteuil relax LINA manuel



CÓDIGO
LIN0011TA

haut.	larg.	prof.	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
112	70	82	170	46	62

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax LINA manuel pst. ZERO



CÓDIGO
LIN0020TA

haut.	larg.	prof.	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
112	70	82	170	46	62

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil fixe LINA



CÓDIGO
LIN0002TA

haut.	larg.	prof.	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
112	70	82	170	46	62

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax LINA à moteur



CÓDIGO
LIN0013TA

haut.	larg.	prof.	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
112	70	82	170	46	62

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax LINA à moteur + Releveur pst. ZERO



CÓDIGO
LIN0030TA

haut.	larg.	prof.	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
112	70	82	170	46	62

* Métrage tissu: 4,7 m

Option fauteuil de transfert



CÓDIGO
LIN0110TA