



Una colección que recoge todas las opciones necesarias en una instalación asistencial. Con un cuidado diseño en el que prima la funcionalidad y robustez, son piezas creadas para un uso intensivo. La colección ofrece una amplia variedad de modelos incluyendo sillas, sillones y sofás, con diversas opciones de movimiento y versiones para traslado. Con estructuras elaboradas en madera maciza de haya siempre con cantos redondeados para prevenir los daños por golpes y un cuidado tapizado para dotar a cada una de las piezas del máximo confort y comodidad. Una opción de equipamiento ideal que combina perfectamente con cualquiera de las mesas de comedor o de centro de nuestro catálogo.



FICHA TÉCNICA

MADISON

Design: Seniorcare Estudio



FICHA TÉCNICA

MADISON

Design: **Seniorcare Estudio**



FICHA TÉCNICA

MADISON

Design: Seniorcare Estudio

USO

Zona de espera y descanso, comedor, habitaciones y traslados.

ESTRUCTURAS

Base fabricada en madera maciza de haya de 1ª calidad con aristas redondeadas en todo su perímetro para garantizar la seguridad del usuario. Reposabrazos adelantados para facilitar la reincorporación del usuario. El barnizado se realiza con lacas de poliuretano en proceso de 3 capas. Las patas están equipadas con patines de teflón de alta durabilidad y resistencia, que protegen el suelo, reducen el ruido y facilitan el desplazamiento de las sillas.

ASIENTOS

Asiento interior de aglomerado compactado recubierto con espuma de poliuretano flexible **ignífuga** de alta densidad (35 kg/m3) y alta resiliencia HR. Fijación a la estructura en 4 puntos.

RESPALDOS

Esqueleto de madera con forma ergonómica para una perfecta adaptación a la espalda del usuario. Recubrimiento de espuma de poliuretano flexible **ignífuga** de alta densidad (28 kg/m3) y alta resiliencia HR. Posibilidad de orejero o respaldo partido.

MECANISMOS

Madison respaldo regulable a gas: movimiento mediante pistón de gas con fácil manejo mediante palanca desde la posición de sentado.

Madison respaldo y piecera regulable a gas: los sillones disponen de 2 pistones de gas que se accionan mediante 2 palancas desde la posición de sentado lo que permite la reclinación del respaldo y de la piecera de forma independiente.

Madison reclinable manual: permite la regulación del respaldo de forma manual en 4 posiciones. Asiento equipado con mecanismo que permite modificar el ángulo de inclinación para comodidad del usuario.

TRANSIT

Las versiones TRANSIT van equipadas con ruedas de diámetro 10 mm de máxima calidad, dos de ellas con freno, lo que permite el bloqueo del sillón cuando está en reposo. Todas las versiones disponen de reposapiés abatibles para mayor comodidad en el transporte. Los sillones TRANSIT se fabrican en versión fija, con respaldo regulable a gas, con respaldo y piecera regulables a gas y con regulación manual.

Las ruedas del MADISON TRANSIT cumplen con la norma EN 12528 - Ruedas para aplicaciones ligeras "Ruedas y soportes. Ruedas para aplicaciones ligeras. Requisitos"

REPOSAPIÉS

Reposapiés fijo:

Base fabricada en madera maciza de haya de primera calidad, con aristas redondeadas en todo su perímetro para garantizar la seguridad del usuario. El barnizado se realiza mediante un proceso de tres capas con lacas de poliuretano. La base de apoyo está fabricada en aglomerado compactado, recubierto con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia HR. Fijación a la estructura mediante cuatro puntos de anclaje.

Reposapiés móvil:

Estructura fabricada en madera maciza de haya de primera calidad, con aristas redondeadas en todo su perímetro para la seguridad del usuario. La base de apoyo está realizada en laminado de madera de haya Curvada ergonómicamente. El barnizado se lleva a cabo mediante un proceso de tres capas con lacas de poliuretano. El asiento interior está recubierto con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia HR. Fijación a la estructura en dos puntos, lo que permite adaptar el ángulo según las necesidades del usuario.

COMPLEMENTOS

Colección de reposacabezas y apoyos lumbares ajustables mediante velcro, para una adaptación perfecta a cualquier sillón.

Interior de espuma de poliuretano flexible, de alta densidad y resiliencia HR.

Tapicería:

Disponible en nuestra amplia gama de telas vinílicas impermeables, con protección antimicrobiana, antibacterial y antimicótica.

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001.

Los procesos de producción de SENIORCARE INTERIORS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.

Seniorcare Interiors posee el Certificado de Inscripción en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Código huella de carbono:2024-a3268

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001

SENIORCARE INTERIORS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Maderas: todas las opciones de colores indicadas en nuestro libro de acabados.

Tejidos: todos los tejidos indicados en nuestro libro de acabados.

Todos nuestros tejidos —excepto el Apollo— son vinílicos y cuentan con propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antimicóticas.

Presentan una alta resistencia a la abrasión, alcanzando en algunos casos hasta 300.000 ciclos Martindale.

Información técnica / Technical information / Information technique



Silla MADISON
MAD0000
H 83 x W 49,5 x D 59 cm
SH 46cm



Sillón RB MADISON
MAD0001
H 83 x W 60 x D 60 cm
SH 46cm | AH 68 cm



Sillón RM MADISON
MAD0005
H 113 x W 60 x D 62 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



Sillón RA MADISON
UNN0007
H 120 x W 60 x D 64 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



Sofá 2 plazas RM MADISON
MAD0020
H 113 x W 110 x D 62 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



Sofá 2 plazas RA MADISON
MAD0025
H 120 x W 110 x D 64 cm
SH 46 cm | AH 65 cm



Sofá 3 plazas RM MADISON
MAD0022
H 113 x W 159 x D 62 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



Sofá 3 plazas RA MADISON
MAD0027
H 120 x W 159 x D 64 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



Mecedora RA MADISON
MAD0008
H 120 x W 60 x D 64 cm
SH 49 cm | AH 71 cm



**Sillón RA MADISON
respaldo reclinable gas**
MAD0017
H 120 x W 62 x D 70/110 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



**Sillón RA MADISON resp.
reclinable + piecera gas**
MAD0018
H 120 x W 62 x D 70/110 cm
SH 46 cm | AH 68 cm



**Sillón RA MADISON
reclinable manual + reg.
asiento**
MAD0016
H 125 x W 63 x D 70/110 cm
SH 46 cm | AH 68 cm

Information technique / Technical information / Information technique



**Sillón RM MADISON
TRANSIT fijo**
TRA0005
H 120 x W 62 x D 95 cm
SH 50 cm | AH 72 cm



**Sillón RA MADISON
TRANSIT fijo**
TRA0007
H 128 x W 62 x D 95 cm
SH 50 cm | AH 72 cm



**Sillón RA MADISON
TRANSIT reclinable
manual + regul. asiento**
TRA0017
H 130 x W 62 x D 95/145 cm
SH 50 cm | AH 72 cm



**Sillón MADISON TRANSIT
PLUS**
TRA0030
H 128 x W 62 x D 95/145 cm
SH 50 cm | AH 72 cm



**Reposapiés MADISON
móvil**



Reposapiés MADISON fijo
MAD0010



**Aumento por orejas sillón
MADISON**
AUM00200



**Aumento por respaldo
alto partido MADISON**
AUM00100

Complementos / Complements / Compléments



Reposacabezas básico
COM0100
H 20 x W 42 x D 10 cm



**Reposacabezas
ergonómico**
COM0200
H 20 x W 47 x D 10 cm



Reposacabezas orejero
COM0300
H 16 x W 41 x D 17 cm



Apoyo lateral
COM0500
H 44 x W 48 x D 8 cm



senior**care**

Camino de la Estación s/n
Polig. i-4, Parcela 5
03330 CREVILLENTE (Alicante)
Tels.: +34 96 540 53 30 / 96 540 35 12
Fax: +34 96 668 05 62
info@seniorcare.es